



Muestreo de IAAP bovina

PROCEDIMIENTO PARA MUESTREADORES DE IAAP BOVINA APROBADOS PARA PRUEBAS BOVINAS

Los propietarios de rebaños de vacas o sus empleados pueden ser aprobados para realizar pruebas de detección del virus de la influenza IAAP en ganado lechero sano con el fin de realizar pruebas previas al movimiento o establecer el estado de enfermedad de rebaños lecheros sanos, pero se requiere capacitación y aprobación por parte de la ODA. Más información sobre el programa de muestreadores de IAAP aprobado, y el video de capacitación, están disponibles en línea en <https://oda.direct/BovineHPAISampler>.

El coste de las muestras de prueba presentadas correctamente a través del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Oregón será pagado por el USDA. Todas las presentaciones deben incluir el número de identificación del local del lugar donde se tomaron muestras de los animales. El Departamento de Agricultura de Oregón proporcionará kits de muestreo y envío prepagado para el muestreo de IAAP a los muestreadores aprobados que lo soliciten.

Solicite un kit de muestreo de ODA al menos 3 días hábiles antes de la prueba completando el formulario adjunto y enviándolo a AnimalHealth@oda.oregon.gov.

- Reúna o solicite el EPP adecuado. Para las pruebas: Bovinos sanos que no se sabe que estén infectados con la gripe aviar altamente patógena, se recomienda un mínimo de nitrilo, guantes de examen y protección ocular adecuada.
- Recolectar muestras (video instructivo disponible en <https://oda.direct/BovineHPAISampler>) .
 - Limpia los tetinas y la ubre como lo harías antes de ordeñar al animal.
 - Exprimir la leche o las secreciones de la ubre en partes iguales de cada cuarto en el recipiente de muestra provisto, recogiendo entre 3 y 10 mililitros de líquido total.
 - Recoja hasta 30 muestras por rebaño.
- Complete el formulario de presentación de laboratorio (incluido en el kit de muestra) por completo. Los formularios de presentación incompletos retrasarán los exámenes.
 - Cada kit de muestreo incluye etiquetas de código de barras de 4 partes. Coloque un código de barras único en cada contenedor de muestra, mientras que coloque un código de barras correspondiente en el animal apropiado en el formulario de envío.
 - Incluya los dos códigos de barras coincidentes restantes de cada muestra (y cualquier juego de códigos de barras no utilizados) con las muestras para uso en laboratorio.
- Coloque las muestras, el formulario de envío de laboratorio y una bolsa de hielo congelado en la nevera de envío provista.
- Coloque la etiqueta de FedEx provista en el exterior de la caja.
- Envíe al día siguiente a Laboratorio de diagnóstico veterinario de la Universidad Estatal de Oregón, asegúrese de entregar la caja a FedEx antes de la fecha límite de envío prioritario.